



**Co-Plus®**

**Kohezivní, kompresní obinadlo se zámkovým efektem.**

**LATEX FREE FORMULA**



Tento produkt je vyroben ze směsi vysoce pevných nylonových vláken a elastických přízí. Je potažen latexovou sloučeninou tzn., že obsahuje komponenty fyzikálně podobné latexu (syntetický latex). **Co-Plus®** je všestranný a vhodný k použití v situacích, kdy je zapotřebí mírná podpora nebo stlačení. Díky krepovému uspořádání vytváří zámkový efekt.

**Přednosti produktu:**

Přilne pouze k sobě samému, ne ke kůži či oděvu. Pružné obinadlo se tvarově přizpůsobuje nerovnostem těla. Materiál je lehký, pevný, přilnavý, velice tvárný, voděodpudivý

**Indikace:**

Celková podpora a tlak na místa poranění měkkých tkání. Prevence před úrazy při sportu. Dobrá ochrana pro sádry, sádrové dlahy, drží obinadla a horké i studené obklady. Ideální pro použití na jemné pokožce u starších i mladších osob.

Co-plus – kohezivní elastické obinadlo bez latexu, nepřilepuje se ke kůži			
72100-16	Co plus – tělový, latex free	5,0 cm × 10 m	36
72100-17	Co plus – tělový, latex free	7,5 cm × 10 m	24
72100-18	Co plus – tělový, latex free	10,0 cm × 10 m	18

