



Extensoplast®

Elastické adhezivní bavlněné obinadlo



**LATEX
FREE
FORMULA**

Vlastnosti

- Materiál je tkanina kombinovaná z viskózy a elastanu
- Extensoplast je utkáán řídce
- Výborně se přizpůsobuje reliéfu povrchu pokožky
- Lepidlo je uspořádáno v pruzích – tím se zlepšuje prodyšávání materiálu
- Výborný materiál pro odvod potu
- Obinadlo je labilní ve dvou rovinách: 50% do délky; 30% do šíře
- Extensoplast neobsahuje Latex

Indikace

- Kloubní znehybnění; při opakovaných otocích
- Fixace obvazů
- Poruchy žilní nedostatečnosti
- Kompresní terapie v angiologii a flebologii (podpora pro lymfatické a krevní řečiště)

Specifikace				
7205700	Extensoplast	2,5 m × 6 cm	1 role	Běžová
7205702	Extensoplast	2,5 m × 8 cm	1 role	Běžová
7205704	Extensoplast	2,5 m × 10 cm	1 role	Běžová



Dodavatel:

Aura Medical s.r.o.
K Verneráku 4, 148 00 Praha 4
Tel: 244 910 200, fax: 244 910 169
IČO: 654 12 559