


# **Leukosan® Adhesive**

Šetrné uzavírání ran.





# Leukosan® Adhesive

- zavírá rány
- otvírá prostor pro pokrok
- velmi vysoká viskozita pro dokonalé slepení ran
- spojuje to, co k sobě patří
- žádná bolest pro pacienty
- úleva pro lékaře

**Přípravek Leukosan® Adhesive** soustřeďuje všechny přednosti do jedné revoluční tuby z hliníku. Přípravek je vysoce viskózní, a díky rychlému tvrdnutí kyanoakrylátu představuje významný pokrok ve prospěch pacienta ošetřujícího lékaře.

**Přípravek Leukosan® Adhesive** představuje dokonale promyšlený přístup, který nabízí jednoznačně nejlepší způsob pro bezpečné uzavírání ran.

- Intuitivní nanášení přípravku, vyžaduje minimální poučení
- Praktické a přesné nanášení
- Použití vyzkoušeného balení přípravku v tubě vylučuje možnost poranění
- Po stisknutí tuby nedochází k dalšímu vytlačování lepidla/přípravku do aplikačního nástavce

### Balení každé tuby obsahuje dva aplikační nástavce ve sterilním sáčku:

1. Aplikační nástavec s tenkým hrotem pro nanášení širšího ochranného povlaku.
2. Aplikační nástavec s houbičkou pro přesné nanášení přípravku

### Výhody:

- velmi vysoká viskozita zaručuje přesnou a snadnou aplikaci
- přípravek Leukosan® Adhesive zůstává na svém místě, a to i na „problematičtých“ plochách
- již jedna vrstva zajišťuje bezpečné a spolehlivé krytí rány
- rychlá polymerizace během sekund
- polymerizaci vyvolává samotná vlhkost kůže bez působení dalších aktivačních faktorů.



### Pružný povlak- spolehlivý v každém případě.

Okamžitě po aplikaci vytváří **Leukosan®Adhesive** na pokožce vysoce pružný ochranný povlak. Tento povlak je odolný vůči napínání (např. při vzniku otoku); ohýbá se spolu s pokožkou. Předčasně se neláme ani nekřehne. Vcelku tak zajišťuje nejen bezpečnou fixaci okrajů rány, ale vytváří i dlouhodobou antimikrobiální a vodotěsnou překážku, což v konečném důsledku znamená nižší riziko rozvoje infekce při větším pohodlí pacienta. Obzvláště děti si po přilepení náplasti často stěžují na nepříjemný pocit tepla. Během polymerizace nevyvolává přípravek **Leukosan® Adhesive** žádný nebo pouze minimální pocit tepla. Nedochází tak k dalšímu podráždění pokožky pacientů.

### Přípravek Leukosan® Adhesive se doporučuje v následujících indikacích:

- uzavření povrchných ran, řezných ran a poranění měkkých tkání s minimálním nebo nulovým napětím, je ideálně k použití na operačním sále nebo na pohotovosti
- ošetření ran na problematických místech, ke dochází k hýbání pokožky mezi prsty na ruce a nohou, na loktech nebo kolenou)
- další léčba infekce v chirurgických řezech a poranění měkkých tkání uzavíraných stehy, páskami a sponami
- povrchové uzavření hlubších ran po podkutikulárních stezích

### Přednosti na první pohled:

Velmi vysoká viskozita: nanáší se rychle, snadno a bezpečně, stačí nanést jednu vrstvu, pružný povlak: ohýbá se spolu s pokožkou, spolehlivě se přizpůsobuje tvaru a poskytuje spolehlivou ochranu, rychlá polymerizace: rychlé uzavření rány, dlouhodobě drží na ráně, nedochází k vyvíjení tepla: žádná bolest, bolest pro pacienta, žádné nepříjemné pocity dětí, dva aplikační nástavce: lze si vybrat mezi přesným nanášením povlaku a/nebo nanášením povlaku zaručujícího vyšší stupeň ochrany.

LEUKOSAN ADHESIVE - SKIN GLUE - tkáňové lepidlo			
72541	Lekosan Adhesive	0.7ML	1

