



Leukotape® Classic

Tuhá fixační páska s jemnější strukturou



Produkt **Leukotape Classic** je neelastická fixační páska vyrobená ze 100% bavlny, potažená pevným lepidlovým materiálem. Oxid zinečnatý jako adhezivní hmota **obsahující latex** dodává produktu Leukotape Classic vynikající adhezivní vlastnosti bezprostředně po aplikaci i v dlouhodobém horizontu. Zajišťuje výjimečně spolehlivé zpevnění a účinnou stabilizaci kloubních struktur.

Přednosti výrobku:

Pásku potřebné délky si lze rychle a snadno odtrhnout ručně podélně i příčně.
Neroztažitelný podkladový materiál.
Dodává se několika barvách – pacient si může vybrat.
Jemnější struktura.
Adheze obsahující latex pomaleji natahuje vlhkost.

Indikace:

Dokonalé znehybnění kloubů.
Zajišťuje zpevnění oblasti po poranění při sportování (výronech a natažení svalů).
Prevence poranění při sportování.
Omezení pohybu.

Leukotape classic - tejpovací páska			
01701-05	Leukotape – bílá	3,75 cm × 10 m	5
76185-02	Leukotape – modrá	3,75 cm × 10 m	5
76186-02	Leukotape – zelená	3,75 cm × 10 m	5
76187-02	Leukotape – červená	3,75 cm × 10 m	5
76188-02	Leukotape – žlutá	3,75 cm × 10 m	5
02380-01	Leukotape – černá	3,75 cm × 10 m	5



Dodavatel:

Aura Medical s.r.o.
K Verneráku 4
148 00 Praha 4
Tel: 244 910 200, fax: 244 910 169