



Gazofix® Gazofix® color

**Lehká, kohezivní, stahující,
pružná fixační bandáž**



Indikace:

fixace obvazů, dlah a kompenzačních podložek; vhodné při použití v kombinaci s tejpovacími páskami, ochranné krytí sádry, bandáží se zinkem a funkčních bandáží.

Fixace různých podložek proti nárazům a tlakům

Složení materiálu:

Latexové krytí s mikrootvory pro stažení a fixaci. Mikrootvory zde vytváří skvělý membránový efekt a materiál tak dobře odvádí pot. Díky vysokému obsahu bavlny je bandáž dobře snášená kůží. Hustá a těsná spletená struktura bandáže dále zlepšuje míru zpevnění.

Vlastnosti a přednosti:

díky kohezivnosti materiálu Gazofix vyniká zámkovým efektem (lepí se sám na sebe)
Fixace dále zlepšující míru zpevnění ideální k použití pod obvaz nebo jako ochranná bandáž.
Vůči pokožce šetrný podklad pod funkční bandáž
Dodává se v barvách: modrá, žlutá, zelená a fialová

Gazofix® – sortiment barev

Pleťová	46640	20 m	4 cm
Pleťová	46641	20 m	6 cm
Pleťová	46642	20 m	8 cm
Pleťová	46643	20 m	10 cm
Pleťová	46644	20 m	12 cm

Gazofix® – sortiment barev

Modrá	47328	20 m	6 cm
Modrá	47329	20 m	8 cm
Modrá	76047	20 m	6 cm
Modrá	76048	20 m	8 cm
Žlutá	47331	20 m	6 cm
Žlutá	47332	20 m	8 cm
Žlutá	76049	20 m	6 cm
Žlutá	76050	20 m	8 cm
Zelená	47334	20 m	6 cm
Zelená	47335	20 m	8 cm
Růžová	47337	20 m	6 cm
Růžová	47338	20 m	8 cm
Růžová	76051	20 m	6 cm
Růžová	76052	20 m	8 cm



Dodavatel:

Aura Medical s.r.o.
K Verneráku 4/1193
Tel: 244 910 200, fax: 244 910 169
IČO: 654 12 559