



Tensoplus®

Vysoce účinná zpevňující bandáž



Tensoplus je vyroben z kombinace elastických vláken bavlny a viskózy, potažených speciální emulzí umožňující, aby materiál přilnul pouze sám k sobě. Bandáž lze použít rychle a snadno. Má omezenou možnost natahování, což umožňuje regulovanou kompresi.

Přednosti produktu:

Materiál má zámkový efekt. Přilne pouze sám k sobě, ne na kůži nebo oděv. Potřebnou délku bandáže lze utrhnout rukou, bandáž tedy lze použít snadno a rychle. Zajišťuje zpevnění a kompresi, přitom nesklouzává.

Indikace:

Traumatologie (komprese a zpevnění při akutních zraněních).
Flebologie (prevence tromboflebitidy, otoky a stavy po skleróze) – prevence vzniku otoků výronů a natažení svalů.

Tensoplus – silně kohezivní elastické obinadlo s vysokou kompresí			
445260	Tensoplus – bílá	8 cm × 3 m	1
445265	Tensoplus – bílá	10 cm × 3 m	1
445270	Tensoplus – túlová	8 cm × 3 m	1
445275	Tensoplus – túlová	10 cm × 3 m	1



Dodavatel:

Aura Medical s.r.o.
K Verneráku 4, 148 00 Praha 4
Tel: 244 910 200, fax: 244 910 169
IČO: 654 12 559